



Реагенти Chemkey със свободен и общ амоняк и монохлорамин (кутия с 25)

Продукт №: 8791900
BGN Цена: Свържете се с нас
Доставка до 2 седмици

Реагенти Chemkey със свободен и общ амоняк, диапазон 0,05 – 0,50 mg/L NH₃-N (свободен амоняк) / 0,05 – 1,50 mg/L NH₃-N (общ амоняк с най-много 0,50 mg/L свободен амоняк) и монохлорамин, обхват 0,04 – 4,0 mg/L Cl₂. За преносим паралелен анализатор (PPA) SL1000.

Спецификации

Kit Option:	Free & Total Ammonia, and Monochloramine
Измерване, диапазон:	Свободен амоняк: 0,05 - 0,50 mg/L NH ₃ -N Общ амоняк: 0,05 - 1,50 mg/L NH ₃ -N (с най-много 0,50 mg/L свободен амоняк) Монохлорамин: 0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂
Обем / опаковка, размер:	кутия/50 бр.
Параметър:	Общ и свободен амоняк Монохлорамин
Платформа:	Chemkeys