



Кюветен тест за ортофосфат 0,01 - 0,5 mg/L PO₄-P, 20 теста

Продукт №:
BGN Цена:
Налично

LCK549

Свържете се с нас

Опасен



Кюветни тестове LCK: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Удобна работа с правоъгълните кювети с размер 50 mm

Най-високата точност за анализ на концентрации в ултраниския обхват

Спецификации

Бр. тестове:	20
Измерване, диапазон:	0,01 - 0,5 mg/L PO ₄ -P
Инструмент:	DR3900, DR6000
Метод, име:	Фосформолибденово синьо
Параметър:	Фосфат, орто
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 - 25 °C