



COD кюветен тест за солени води, 250-1000 mg/L O₂, 25 теста

Продукт №:

LCK1914

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове LCK: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Приложим за тестване на COD с ниска концентрация във водни проби с високи концентрации на хлорид от до 20 000 mg/L. Без неудобна предварителна обработка на пробата! Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	250 - 1000 mg/L O ₂
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	Дихромат
Параметър:	COD (за проби до 20000 mg/L хлорид)
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 - 25 °C (защита от светлина)
Хидролиза, изисквана:	Да