




Be Right™



## Flow through unit 5 mm for Nitratax and Uvas plus sc probes

Продукт №:

LZX867

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 1 седмица

### Спецификации

Диапазон на налягането:	Not pressurized, open drain
Дължина:	333 mm
Дължина на кабела:	10 m
Дължина на пътеката:	2 mm
Материал:	Measuring cell: PVC; Glands: PVDF; Sample tube: PVC; Screws: Stainless Steel; Seals: EPDM
Навлажнени материали:	Measuring cell: PVC; Seals: EPDM; Glands: PVDF; Sample tube: PVC
Обем на проба:	0,5 - 10 L
Проба, вход:	Tube ID 4 mm/AD 6 mm
Проба, дебит:	Min. 0.5 L/h
Работен температурен диапазон:	2 - 40 °C (sample temperature)
Размери (В x Ш x Д):	210 mm x 500 mm x 160 mm
Тегло:	3,6 kg
Температура на проба:	2 - 40°C (35,6 - 104°F)