



Be Right™



## Стандартен разтвор за амоняк, 100 mg/L, 500 mL

Продукт №: 2406549  
BGN Цена: Свържете се с нас  
Налично

### Стандартни разтвори за йон-селективен електрод (ISE) за лабораторни анализи

Стандартен разтвор за ISE. Амоняк, 100 mg/L  $\pm$  2 mg/L NH<sub>3</sub>-N. 500 mL бутилка

Предназначен за използване с портфолиото от измервателни уреди на Hach и с други измервателни уреди. Основата за прецизни измервания на ISE е добра грижа и калибриране на йон-селективния електрод.

#### Надеждна опаковка

Предоставя се в херметически затворена опаковка, което гарантира срока на годност.

---

### Спецификации

Package settings:	Бутилка
Shelf life:	5 години
Концентрация:	100 mg/L $\pm$ 2 mg/L NH <sub>3</sub> -N
Обем / опаковка, размер:	500 mL
Описание:	Азот-амоняк, стандартен разтвор, 100 mg/L NH <sub>3</sub> -N, 500 mL
Параметър:	Амоний
Платформа:	Разтвор
Специални бележки:	Наблюдаван срок на годност след отваряне, при спазване на препоръките за съхранение и употреба: 3 месеца
Условия на съхранение:	10 – 25°C (защита от светлина)