



## Буферен разтвор за рН, рН 7,00 (500 mL)

Продукт №: 2283549

### ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.

Предложени артикули за замяна:

- 2283549.99

## pH Buffer standard solutions for laboratory and field analyses

Качествен буферен разтвор, цветово кодиран, жълт, за лесна идентификация. Проследим до NIST. рН е  $7,00 \pm 0,02$  при  $25^{\circ}\text{C}$ .

### Traceable to NIST standard reference materials

Whether in the laboratory or in the field, always perform measurement results you can trust is essential. The quality of the standard pH Buffer Solutions that are used are key.

### Design for use with Hach meters portfolio and other meters.

The basis for accurate pH measurements is good care and calibration of the pH Electrode.

### Reliable packaging

Supplied in an airtight packaging ensuring guaranteed shelf-life.

---

## Спецификации

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| NIST проследимост:       | Да                                                                                 |
| Package settings:        | Bottle                                                                             |
| рН стойност (и):         | 7.00                                                                               |
| Кодиран цвят?:           | Да                                                                                 |
| Концентрация:            | $7,00 \pm 0,02$ рН                                                                 |
| Обем / опаковка, размер: | 500 mL                                                                             |
| Описание:                | Буферен разтвор, (цветово кодиран, жълт) (NIST)                                    |
| Специални бележки:       | Observed shelf-life after opening, following recommended storage and use: 6 months |
| Условия на съхранение:   | 10 - 25 °C (protect from light)                                                    |