



Буфер за рН за еднократна употреба Singlet, рН 4,01 и 7,00, опаковка/2 x 10

Продукт №: 2769920
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Опаковки с разтвор Singlet[™]

Стандартен буферен разтвор за рН за калибриране на електрод за рН. Запечатани пликчета от фолио за буфери за рН. рН е $\pm 0,02$ при 25°C. Опаковка от 10 с рН 4,01 и 10 с рН 7,00, 20 mL всяка

Идеални за анализи „on-site“ (на място)

Запечатаните пликчета са лесни за транспортиране – няма опасност от разливане.

Лесни за употреба

Само отворете пликчето и вкарайте електрода.

Пресен и надежден

Пликчетата от фолио не позволяват замърсяване и излагане на въздух.

Предназначен за използване с портфолиото от измервателни уреди на Hach и с други измервателни уреди.

Основата за прецизни измервания на рН е добра грижа и калибриране на електрода за рН.

Спецификации

NIST проследимост:	Да
Package settings:	Singlet
рН стойност (и):	4,01 и 7,00 $\pm 0,02$ рН при 25°C
Кодиран цвят?:	Да
Обем / опаковка, размер:	2 pks of 20 бр.
Описание:	Реагент за калибриране с буфер за рН
Специални бележки:	Изхвърлете разтвора след употреба
Условия на съхранение:	10 – 25°C (защита от светлина)