



Be Right™



Стандартен разтвор за проводимост Singlet за еднократна употреба, 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, KCl, 20 mL

Продукт №: 2771420
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Опаковки с разтвор Singlet

Стандартен разтвор за проводимост. Запечатани пликчета от фолио от 1413 $\mu\text{S}/\text{cm} \pm 0,1\%$ при 25 °C. Калиев хлорид (KCl). Готови за употреба, 20 mL всяко

Идеални за анализи „on-site“ (на място)

Запечатаните пликчета са лесни за транспортиране – няма опасност от разливане.

Лесни за употреба

Само отворете пликчето и вкарайте електрода.

Пресен и надежден

Пликчетата от фолио не позволяват замърсяване и излагане на въздух.

Предназначен за използване с портфолиото от измервателни уреди на Hach и с други измервателни уреди.

Основата за прецизни измервания на проводимостта е добра грижа и калибриране на клетката за проводимост.

Спецификации

NIST проследимост:	Да
Package settings:	Singlet
Shelf life:	24 месеца
Концентрация:	1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ при 25°C $\pm 0,1\%$ при 25°C
Обем / опаковка, размер:	20 mL 20 бр.
Описание:	Калибриращ разтвор за проводимост
Параметър:	Проводимост
Специални бележки:	Изхвърлете разтвора след употреба
Условия на съхранение:	10 – 25°C (защита от светлина)
Формула:	KCl