



Стандартен разтвор за хлорид, 1000 mg/L, 500 mL

Продукт №: 18349
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Стандартни разтвори за йон-селективен електрод (ISE) за лабораторни анализи

Стандартен разтвор за ISE. Хлорид, 1000 mg/L ± 10 mg/L Cl^- (NIST). 500 mL бутилка

Проследим до референтни материали с NIST стандарт

Съществено важно е винаги да се извършват измервания с резултати, на които можете да се доверите. Качеството на използваните стандартни разтвори е от ключово значение.

Предназначен за използване с портфолиото от измервателни уреди на Hach и с други измервателни уреди.

Основата за прецизни измервания на ISE е добра грижа и калибриране на йон-селективния електрод.

Надеждна опаковка

Предоставя се в херметически затворена опаковка, което гарантира срока на годност.

Спецификации

Package settings:	Бутилка
Концентрация:	1000 mg/L ± 10 mg/L Cl^-
Обем / опаковка, размер:	500 mL
Описание:	Стандартен разтвор за хлорид като Cl^- (NIST)
Параметър:	Хлорид
Платформа:	Разтвор
Специални бележки:	Наблюдаван срок на годност след отваряне, при спазване на препоръките за съхранение и употреба: 3 месеца
Условия на съхранение:	10 – 25°C (защита от светлина)

Задължителни аксесоари

- Chloride Ionic Strength Adjustor (ISA) Powder Pillows, pk/100 (Item 2318069)