



Be Right™



Буферен разтвор, рН 4,01, 125 mL

Продукт №: LZW9460.99
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Стандартни буферни разтвори за рН за лабораторни и полеви анализи

Стандартен буферен разтвор за рН за калибриране на електрод за рН, безцветен буферен разтвор за рН. рН е $4,01 \pm 0,02$ при 25°C , 125 mL бутилка

Проследим до референтни материали с NIST стандарт

Независимо дали сте в лаборатория, или в полеви условия – важно е винаги да извършвате резултати от измерването, на които можете да се доверите. Качеството на използваните стандартни буферни разтвори за рН е от ключово значение.

Предназначен за използване с портфолиото от измервателни уреди на Hach и с други измервателни уреди.

Основата за прецизни измервания на рН е добра грижа и калибриране на електрода за рН.

Надеждна опаковка

Предоставя се в херметически затворена опаковка, което гарантира срока на годност.

Спецификации

NIST проследимост:	Да
Package settings:	Бутилка
рН стойност (и):	$4,01 \pm 0,02$ рН при 25°C
Region:	Global
Shelf life:	24 месеца
Кодиран цвят?:	не
Обем / опаковка, размер:	125 mL
Описание:	Реагент за калибриране с буфер за рН
Специални бележки:	Наблюдаван срок на годност след отваряне при спазване на препоръките за съхранение и употреба: 6 месеца
Условия на съхранение:	$10 - 25^{\circ}\text{C}$ (защита от светлина)