



Be Right™



## Буф. разтвор за рН 7.00, сертиф., 250ml флакон, с жълт етикет

Продукт №: LZW9464.97

### ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.

Предложени артикули за замяна:

- LZW9464.98

## pH Buffer standard solutions for laboratory and field analyses

Буферен разтвор за рН 7,00, със сертификат за анализ, 250ml флакон, с жълт етикет

Буферен разтвор за рН със сертификат за анализ, рН 7,00 разтвор. 250 mL бутилка.

### Traceable to NIST standard reference materials

Whether in the laboratory or in the field, always perform measurement results you can trust is essential. The quality of the standard pH Buffer Solutions that are used are key.

### Design for use with Hach meters portfolio and other meters.

The basis for accurate pH measurements is good care and calibration of the pH Electrode.

### Reliable packaging

Supplied in an airtight packaging ensuring guaranteed shelf-life.

## Спецификации

NIST проследимост:	Да
Package settings:	Bottle
рН стойност (и):	7.00
Region:	Global
Shelf life:	24 months
Кодиран цвят?:	не
Обем / опаковка, размер:	250 mL, with certification
Описание:	pH Buffer Calibration reagent
Специални бележки:	Observed shelf-life after opening, following recommended storage and use: 6 months
Условия на съхранение:	10 - 25 °C (protect from light)