



Буферен разтвор, рН 9,23, 500 mL

Продукт №:

S11M011

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Стандартен буферен разтвор за рН за калибриране на електрод за рН със сертификат за анализ*. Безцветен буфер за рН, рН и 9,23 $\pm 0,02$ при 25°C разтвор. 500 mL бутилка

*Налично за изтегляне от www.hach.com: меню „Поддръжка/услуга“, „Сертификат на анализ“, като използвате серийния номер и партидният номер на продукта.

Спецификации

NIST проследимост:	Да
Package settings:	Бутилка
рН стойност (и):	9,23 $\pm 0,02$ рН при 25°C
Кодиран цвят?:	не
Обем / опаковка, размер:	500 mL
Описание:	Реагент за калибриране с буфер за рН
Специални бележки:	Наблюдаван срок на годност след отваряне, при спазване на препоръките за съхранение и употреба: 3 месеца
Условия на съхранение:	10 – 25°C (защита от светлина)