



Be Right™



## Quantab Chloride test strips, 300-6000 mg/L, 0.05-1.0 % NaCl , 40 tests

Продукт №: 2751340  
BGN Цена: Свържете се с нас  
Налично

Ideal for determining quantitative results quickly, simply dip the strip in the sample and compare the length of the colour change to a printed scale, Quantab titrators

---

### Спецификации

Бр. тестове:	40
Единица:	40 tests
Измерване, диапазон:	300 - 6000 ppm Cl <sup>-</sup>
Метод, име:	Titration Strip
Най-малки инкременти, стъпки:	100-200 ppm increments
Параметър:	Chloride
Платформа:	Тестови ленти
Тегло при доставка:	0.2