



Поставка, епруветки, полиетилен, 30 mm (външен диаметър), 21 отвора

Продукт №:

2497904

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици

Поставката с двайсет до деветдесет отвора включва специална смес от полипропилен, която потъва във вода, като по този начин се гарантира пълно потапяне на поставката без да излиза на повърхността. Автоклавируема. С възможност за поставяне една върху друга и автоклавируема. Общи размери: 24,6 x 10,7 x 6,4 cm (9,7 x 4,2 x 2,5").

Спецификации

Диаметър: 30 mm

Обем / опаковка, размер: 1 each

Отвори за цилиндъра за проба: 21

Разположение на цилиндъра за проба: 3 x 7