



Tube, culture, w/ screw cap, 25 x 150 mm, 10/pk

Продукт №: 2096250
BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

The cap has a firmly bonded rubber liner, providing a sure and highly inert sealing surface.

Cap has a firmly bonded rubber liner, providing a sure and highly inert sealing surface.

Спецификации

Диаметър:	25 mm
Дължина:	150 mm
Капацитет:	Capacity to Neck 50 mL
Обем / опаковка, размер:	10 /pk
Размери (диаметър x дължина):	25 mm x 150 mm
Специална функция:	Tube, 25 x 150 mm