



Be Right™



Блок MICRO DIST®, цифров, пълен модул, 220 Vac с принадлежности

Продукт №:

MDI001

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.

Пълното решение за автоматизиран анализ.

Дестилиране на до 21 проби за цианиди, сулфид и амоняк за 30 минути със системата за дестилация MICRO DIST®. Повишена точност чрез температурно-контролиран блок-нагревател с голяма контактна повърхност. Повишена продуктивност - дестилиране на над 100 проби на ден.

Повишена точност

Повишена продуктивност

По-малко опасна

Предстоящо одобрение от USEPA

Спецификации

Електротехнически спецификации: 230V 50/60Hz 5A