




Be Right™



## Intellical Смяна на LBOD сензорна капачка

Продукт №: 5838000  
BGN Цена: Свържете се с нас  
Налично

Сензора капачка за смяна и iButton за INTELICAL LBOD101 сонда. LBOD101 измерва разтворения кислород за определяне на BOD (Биохимична потребност от кислород) в BOD бутилки при приложния за тестване на BOD5.

**Точен**  
Не просто се нуждаете от отговор, а се нуждаете от правилния отговор, при това веднага.

Оптимизираните алгоритми за стабилизация при платформите на измервателните уреди на Hach изключват необходимостта от предположения на оператора и намаляват неточните измервания. Много електроди се използват специално за осигуряване на точни резултати и най-бърз отговор, дори и при тежки условия на околна среда.

**Лесни за употреба**  
Днес повече от всякога търсите нови начини за пестене на вашите средства и ресурси. Спрете с изучаването на сложни ръководства за работа и посветете времето си на измерване, благодарение на иновативния дизайн на менютата и опростените клавиатури на Hach, предназначени за истински интуитивна работа.

**Износоустойчив и издръжлив**  
Доверете се на издръжливите системи за измерване на Hach, предназначени да издържат на суровите условия при измерване на открито и честата употреба. Изберете от най-издръжливите сонди или нестъклени електроди в индустрията за износоустойчиви, водоустойчиви системи, работещи ежедневно.

**Гъвкав**  
Необходимо е да извършите измервания и в лабораторията, и в реални условия? Hach предлага ефективност с надеждни, високопроизводителни системи, които лесно можете да пренасяте от работното място директно до мястото за извършване на тестове. Измерете нужните параметри днес с увереността, която можете да повишите в бъдеще.

---

**Спецификации**

