



СЕРИЕН КАБЕЛ/PGP-PC 9-9 Свързващ кабел, сериен

Продукт №:

A95X501

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.

RS232 сериен свързващ кабел, SubD-9

ССТО е термостатна клетка проектирана за тестване на корозия на големи плоски проби. Формата на клетката комбинирана с голямата повърхност на работния електрод и електродът брояч от неръждаема стомана я правят особено подходяща за тестване на проводници с ниска проводимост и/или силно съпротивителни проби. Настройката включва каломел референтен електрод монтиран на свободно регулируема Luggin сонда предназначена да сведе до минимум ом. капката.