



FerroVer Капсули с прахообразен реактив за определяне на желязо, 0,02-3,00 mg/L Fe

Продукт №:

85499

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахообразен реактив в запечатани опаковки за определяне на желязо по метода с 1,10-фенантролин. пак./100. За проби от 25 mL.

Спецификации

EPA compliant:	Да
Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Инструмент:	DR/3000, DR/2000
Метод, име:	FerroVer
Метод, номер:	8008
Обем / опаковка, размер:	100 /pk
Описание:	Капсули с прахообразен реактив за определяне на желязо FerroVer, 25 mL
Параметър:	Желязо
Платформа:	Прахови вложки
Условия на съхранение:	10 °C - 25 °C
Хидролиза, изисквана:	за общо желязо