



## Капсули с прахообразен реактив за определяне на желязо TPTZ, 0,012-1,800 mg/L Fe

Продукт №:

2608799

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахообразен реактив в запечатани опаковки за определяне на желязо в ниски концентрации. За проби от 10 mL. Опаковка от 100.

### Спецификации

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Бр. тестове:             | 100                                   |
| Измерване, диапазон:     | 0,012 - 1,800 mg/L Fe                 |
| Инструмент:              | Всички освен DR/3000, DR/2000, DR/820 |
| Метод, име:              | TPTZ                                  |
| Метод, номер:            | 8112                                  |
| Обем / опаковка, размер: | 100 /pk                               |
| Параметър:               | Желязо                                |
| Платформа:               | Прахови вложки                        |