



Molybdenum Reagent Set, HR, Powder Pillows, 0.2 - 40.0 mg/L Mo

Продукт №:

2604100

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици



Прахообразни реактиви в запечатани опаковки за определяне на молибден по метода с меркаптооцетна киселина. За проби от 10 mL. Опаковка от 100.

Спецификации

Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	10 mL
Инструмент:	All except DR/3000, DR/2000, PC II
Метод, име:	Mercaptoacetic Acid
Метод, номер:	8036
Параметър:	Molybdenum
Платформа:	Прахови вложки