



CuVer 1 Капсули с прахообразен реактив за определяне на мед, 0,04-5,00 mg/L Cu, пак./100

Продукт №:

2105869

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахообразен реактив в запечатани опаковки за определяне на мед, метод с бицинхонинат. За проби от 10 mL.

Спецификации

EPA compliant:	Да
Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Инструмент:	All except DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820
Метод, име:	Бицинхонинат
Метод, номер:	8506
Обем / опаковка, размер:	100 пак.
Параметър:	Мед
Платформа:	Прахови вложки