



CuVer 2 Copper Reagent Powder Pillows

Продукт №:

2188299

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



For the determination of copper, 0.04-5.00mg/L Cu, in the presence of high levels of Aluminum, Calcium, and Iron. For 25 mL sample. Pack of 100.

Спецификации

Бр. тестове:	100
Метод, име:	Bichinchoninate
Обем / опаковка, размер:	100 /pk
Параметър:	Copper
Платформа:	Прахови вложки