



Набор реактиви за определяне на алуминий, капсули с прахообразен реактив, 0,008-0,800 mg/L Al

Продукт №:

2242000

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахообразни реактиви в запечатани опаковки, за определяне на алуминий. 100 теста.

Спецификации

Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	0,008 - 0,800 mg/L Al
Инструмент:	Всички
Метод, име:	Алуминон
Метод, номер:	8012
Описание:	Набор реактиви за определяне на алуминий, капсули с прахообразен реактив, алуминон
Параметър:	Алуминий
Платформа:	Прахови вложки
Специални бележки:	Наборът съдържа: капсули с прахообразен реактив за определяне на алуминий AluVer 3 (1429099), капсули с прахообразна аскорбинова киселина (1457799), капсули с прахообразен избелител 3 (1429449)
Условия на съхранение:	10 °C - 30 °C