



Набор реактиви за определяне на цинк, 0,01-2,00 mg/L Zn

Продукт №:

2429300

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



За определяне на цинк, метод с цинкон. За проба от 20 mL. пак./100.

Спецификации

EPA compliant:	Да
Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	0,01 - 3,00 mg/L Zn
Инструмент:	Всички освен DR/3000, DR/2000
Метод, име:	Цинкон
Метод, номер:	8009
Параметър:	Zinc