



Капсули с прахообразен реактив за триазол, 100 броя

Продукт №:

2141299

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахообразен реактив в запечатани опаковки за определяне на бензотриазол (1-16 mg/L) или толилтриазол (1-20 mg/L).

Спецификации

Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	1.0 - 20.0 mg/L Tolyltriazole
Инструмент:	All except PC II, DR/850, DR/820
Метод, име:	UV Photolysis
Метод, номер:	8079
Обем / опаковка, размер:	pk
Параметър:	Benzotriazole, Tolyltriazole
Платформа:	Прахови вложки