



Капсули с прахообразен реактив за свободен хлор по метода DPD, 10 mL, пак./1000

Продукт №:

2105528

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици



За определяне на свободен хлор по метода за свободен хлор DPD

Тези капсули с прахообразен реактив за свободен хлор са одобрени от USEPA за отчитане при анализ на питейна вода и отпадъчни води по метода на Hach 8021. За най-добри резултати използвайте с колориметър или спектрофотометър Hach.

Данни за продукта

- Опаковка от 1000 капсули с прахообразен реактив
- Размер на пробата: 10 mL
- Обхват: 0,02 - 2,00 mg/L Cl₂
- Без борна киселина!

Искате ли да опростите повторното поръчване на реактивите? Попитайте Вашия представител на Hach за нашата удобна и лесна програма за автоматична доставка на реактивите на Hach днес.

Спецификации

ЕРА compliant:	Да
Бр. тестове:	1000
Измерване, диапазон:	10 mL
Инструмент:	Всички освен DR/3000, DR/2000
Метод, име:	DPD
Метод, номер:	8021
Параметър:	Свободен хлор, хлорен диоксид
Платформа:	Прахови вложки
Условия на съхранение:	10 - 25 °C