



Капсули с прахообразен реактив за определяне на свободен хлор, 0,02-2,00 mg/L Cl₂

Продукт №:

2105569

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици



Прахообразни реактиви в запечатана опаковка за определяне на свободен хлор по метода DPD (N,N-диетил-р-фенилендиамин). За проби от 10 mL.

Спецификации

EPA compliant:	Да
Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	10 mL
Инструмент:	Всички освен DR/3000, DR/2000
Метод, име:	DPD
Метод, номер:	8021
Описание:	Капсули с прахообразен реактив DPD за определяне на свободен хлор, 10 mL
Параметър:	Хлор, свободен
Платформа:	Прахови вложки
Условия на съхранение:	10 °C - 25 °C