



TitraVer Касета с EDTA за цифров титратор, 0,0800 M

Продукт №:

1436401

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици



Готов за употреба разтвор на титрант за определяне на калций и обща твърдост, 10-160 mg/L CaCO₃.

Спецификации

Бр. тестове:	40 - 100
Измерване, диапазон:	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Метод, име:	EDTA (CalVer® 2)
Метод, номер:	8204
Параметър:	Твърдост, обща
Платформа:	Цифров титратор
Разтвор за титруване:	0,0800 M EDTA

Задължителни аксесоари

- Digital Titrator with plastic case (Item 1690001)