



Набор реактиви за определяне на хлорид, 0,1-25,0 mg/L Cl⁻

Продукт №:

2319800

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Набор реактиви за определяне на хлорид, метод с живачен тиоцианат

Спецификации

Бележка под линия:

*По принцип DR 5000 осъществява същите методи като DR/4000. DR 2800 осъществява същите методи като DR 2700, DR/2500 и DR/2400. Съществуват някои изключения.

Бр. тестове:

100

Измерване, диапазон:

0 - 25,0 mg/L Cl⁻

Инструмент:

Всички освен DR/800, PC II

Метод, име:

Живачен тиоцианат

Метод, номер:

8113

Параметър:

Хлорид

Платформа:

Разтвор