



## Капсули с прахообразен реактив киселина за HR (висока концентрация) силициев диоксид

Продукт №:

2107469

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахообразен реактив в запечатани опаковки за определяне на силициев диоксид, 1-100 mg/L SiO<sub>2</sub>. За проби от 10 mL. Опаковка от 100.

### Спецификации

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Бр. тестове:             | 100              |
| Метод, име:              | Силикомолибдат   |
| Метод, номер:            | 8185             |
| Обем / опаковка, размер: | 100 /pk          |
| Параметър:               | Силициев диоксид |
| Платформа:               | Прахови вложки   |