



Набор реактиви за определяне на силициев диоксид, 1-100 mg/L SiO₂

Продукт №:

2429600

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахообразни реактиви в запечатани опаковки за определяне на силициев диоксид, метод със силикомолибдат. За проба от 10 mL: пак/100.

Спецификации

Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	10 mL
Инструмент:	Всички освен DR/3000, DR/2000, DR/820, PC II
Метод, име:	Силикомолибдат
Метод, номер:	8185
Параметър:	Silica
Платформа:	Прахови вложки
Специална функция:	HR, 10 mL, 100 tests