



Набор реактиви за определяне на силициев диоксид, 0,010-1,600 mg/L SiO₂

Продукт №:

2459300

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици



За определяне на силициев диоксид, метод с Heteropoly Blue. За проби от 10 mL.

Спецификации

Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	10 mL
Инструмент:	Всички освен DR/3000, DR/2000, DR/820, PC II
Метод, име:	Heteropoly Blue
Метод, номер:	8186
Параметър:	Silica
Специална функция:	LR, 10 mL, 100 tests