



Капсули с прахообразен реактив ДЕНА 1, 3-450 µg/L ДЕНА

Продукт №:

2167969

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Прахообразни реактиви в запечатана опаковка за определяне на „чистачи“ на кислород по метода на редукция на желязо пак./100.

Спецификации

Бр. тестове:	50
Измерване, диапазон:	9 - 1000 µg/L Хидрохинон
Метод, име:	Редукция на желязо
Метод, номер:	8140
Обем / опаковка, размер:	100/пак.
Описание:	Капсули с прахообразен реактив ДЕНА 1
Параметър:	„Чистачи“ на кислород
Платформа:	Прахови вложки