



SulfaVer 4 Капсули с прахообразен реактив за определяне на сулфат, 2-70 mg/L SO₄

Продукт №:

1206599

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахообразни реактиви в запечатана опаковка за определяне на сулфат. За проби от 25 mL. пак./100

Спецификации

EPA compliant:	Да
Reference method:	USEPA 375.4
Бележка под линия:	*По принцип DR 5000 осъществява същите методи като DR/4000. DR 2800 осъществява същите методи като DR 2700, DR/2500 и DR/2400. Съществуват някои изключения.
Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	2 - 70 mg/L SO ₄
Инструмент:	DR/4000, DR/3000, DR/2010, DR/2000
Метод, име:	SulfaVer 4
Метод, номер:	8051
Обем / опаковка, размер:	100 /pk
Описание:	Капсули с прахообразен реактив SulfaVer 4 за определяне на сулфат, 25 mL
Параметър:	Сулфат
Платформа:	Прахови вложки