



Sulfite reagent set 0.1-5.0 mg/L SO₃

Продукт №:

HPT430

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Спецификации

Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	0,1 - 5,0 mg/L SO ₃
Метод, име:	Метод на Hach
Параметър:	Sulfite
Специална функция:	Sulfite Reagent set
Специални бележки:	only for DR6000, DR3900, DR1900 HACH sample cell (21228), 25x54 mm, 10 mL, needed
Условия на съхранение:	15 °C - 25 °C