



Набор реактиви за определяне на цианид, капсули с прахообразен реактив, 0,002-0,240 mg/L CN

Продукт №:

2430200

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахообразни реактиви в запечатани опаковки за определяне на цианид, по метода с пиридин-пиразолон. За проби от 10 mL. 100 теста.

Спецификации

Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	10 mL
Метод, име:	Пиридин-пиразолон
Метод, номер:	8027
Параметър:	Цианид
Платформа:	Прахови вложки