



Стандартен разтвор на натриев хлорид, 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (NIST), 100 mL

Продукт №:

1440042

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

491 mg/L NaCl, for conductivity probes,

also suitable for standardising conductivity apparatus, 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ($\mu\text{mhos}/\text{cm}$)

Спецификации

Концентрация:	491 mg/L NaCl
Обем / опаковка, размер:	100 mL
Параметър:	Conductivity
Платформа:	Разтвор