



25 µS/cm стандартен разтвор за проводимост на сертифицирани референтни материали (CRM), NaCl, 250 mL

Продукт №:

S51M013

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Сертифициран референтен материал (CRM) съгласно EN ISO 17034

Стандартен разтвор за проводимост на сертифицирани референтни материали (CRM) съгласно DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) със сертификат на анализа*, отчитащ точна стойност на проводимост. Гарантиран срок на годност благодарение на херметически затворен опаковъчен плик. Натриев хлорид (NaCl) – проводимост: 25,0 µS/cm ± 5% (k = 2) при 25°C, 250 mL стъклена бутилка.

*Налично за изтегляне от www.hach.com/CoA.

Акредитиран производител на референтни материали

Hach е акредитирана от германския орган по акредитирането DAkkS като регистриран производител на референтни материали съгласно DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00). Лабораторията за калибриране на Hach, разположена в Берлин, е регистрирана съгласно DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

Напълно проследяеми стандарти

Използването на стандарти, произведени от акредитиран производител на референтни материали, осигурява пълна сигурност при веригата на проследяемост и изчислените неопределености.

1 година гарантиран срок на годност

Всеки стандарт се доставя в стъклена бутилка, което гарантира безопасно съхранение.

До първото отваряне сертифицираната стойност се гарантира за 1 година от датата на издаване на сертификата.

Изтегляне на сертификат

Всеки стандарт разполага със свой собствен сертификат на анализа, наличен за изтегляне от уебсайта на Hach.

Доказана проследимост

Всеки стандарт разполага със свой собствен сертификат за съответствие и проследимост, наличен за изтегляне от уебсайта на Hach. Използването на стандарти, произведени от акредитирана лаборатория, ви осигурява пълна сигурност при проследяването по веригата на проследимост и изчислените неопределености.

Спецификации

NIST проследимост:

Да

Package settings:

Бутилка

Концентрация:

25,0 µS/cm ± 5,0 % при 25°C

Метод, име:

Standard solution verified by Reference Materials Laboratory

Обем / опаковка, размер:

250 mL

Описание:	Conductivity calibration solution
Параметър:	Проводимост
Платформа:	Разтвор
Условия на съхранение:	10 – 25°C (защита от светлина)
Формула:	NaCl