



Разтвор за почистване на електрод, RENOVO.N, за проби от чиста вода, 250 mL

Продукт №:

S16M001

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Разтвор за почистване на електрод за редовна поддръжка с почистване на чувствителен елемент за рН. Удобен за меко почистване на чувствителните елементи за рН след използване в проби от чиста вода. 250 mL бутилка.

Спецификации

Formula:	KATHON CG, DECONEX 11
Solution Type:	Почистване
Обем / опаковка, размер:	250 mL
Описание:	След измерване във водни разтвори почистването с мек разтвор като RENOVO.N е достатъчно.
Параметър:	Разтвор за почистване