



Be Right™



Разтвор за почистване на електрод, RENOVO.X, много силен, 250 mL

Продукт №:

S16M002

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Разтвор за почистване на електрод за премахване на упорити отлагания на протеин. Удобно за почистване на pH сензор след използване в мръсна вода или биологически активни проби.

Спецификации

Formula:	Натриев хипохлорит
Solution Type:	Почистване
Обем / опаковка, размер:	250 mL
Описание:	Когато разтворите съдържат например протеин, са необходими по-силни почистващи агенти.
Параметър:	Разтвор за почистване