



Be Right™



Капсули с прахообразен реактив за нитрит, 2-250mg/L NO₂

Продукт №:

2107569

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахообразни реактиви в запечатани опаковки за определяне на нитрит по метода с железен сулфат. За проби от 10 mL. Опаковка от 100.

Спецификации

Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	2 - 250 mg/L NO ₂
Инструмент:	All except DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820, PC II
Метод, име:	Железен сулфат
Метод, номер:	8153
Обем / опаковка, размер:	100 /pk
Параметър:	Nitrite
Платформа:	Прахови вложки