



NitriVer 3 Капсули с прахообразен реактив за определяне на нитрит

Продукт №:

2107169

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахообразен реактив в запечатана опаковка за определяне на азот, нитрит 0,002-0,300 mg/L NO₂⁻-N. За проби от 10 mL, 100 броя.

Спецификации

EPA compliant:	Да
Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	0,002 - 0,300 mg/L NO ₂ ⁻ -N
Инструмент:	Всички освен РС II
Метод, име:	Диазотизация
Метод, номер:	8507
Обем / опаковка, размер:	100 пак.
Описание:	Реактив за нитрит NitriVer 3, 10 mL
Параметър:	Нитрит
Платформа:	Прахови вложки