



Капсули с прахообразен реактив за амониев салицилат

Продукт №:

2653299

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахообразен реактив в запечатани опаковки за определяне на азот, амоняк (салицилатен метод), 0,01 - 0,50mg/L NH₃-N. За проба от 10 mL. 100/пак.

Спецификации

Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	0,01 – 0,50 mg/L NH ₃ -N
Метод, име:	Салицилат
Метод, номер:	8155
Обем / опаковка, размер:	100 /пак.
Параметър:	Амоняк
Платформа:	Прахови вложки