



Набор реактиви за определяне на амоний, капсули с прахообразен реактив, 0,01-0,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$

Продукт №:

2668000

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Прахообразни реактиви в запечатана опаковка за определяне на азот, амоний (салицилатен метод). За проби от 10 mL, 100 броя.

Спецификации

Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	10 mL
Инструмент:	Всички освен DR/4000, DR/3000, DR/2000, DR820
Метод, име:	Салицилат
Метод, номер:	8155
Параметър:	Амоний
Платформа:	Прахови вложки