



Be Right™



Азот, TNT за амоняк, 0,02 – 2,50 mg/L NH₃-N

Продукт №:

2604545

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици



Кюветен тест (Ø 16 mm), окомплектован с всички реактиви, оптимизиран за получаване на надеждни резултати от измерванията и лесна работа. TNT = Test 'N Tube 25 – 50 теста

Продуктите TNT от 16 mm могат да бъдат оценени само на версия DR900. Ако имате въпроси, се свържете с вашия екип по техническа поддръжка.

Спецификации

Бр. тестове: 25 – 50

Измерване, диапазон: 0,02 – 2,50 mg/L NH₃-N

Метод, име: Салицилат

Метод, номер: 10023

Параметър: Амоняк

Платформа: Test 'N Tube

Специални бележки: Продуктите TNT от 16 mm могат да бъдат оценени само на версия DR900. Ако имате въпроси, се свържете с вашия екип по техническа поддръжка.

Условия на съхранение: 10 – 25 °C