



Be Right™



TNT за нитрат, 0,2 – 30 mg/L NO₃-N

Продукт №:

2605345

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветен тест (Ø 16 mm), окомплектован с всички реактиви, оптимизиран за получаване на надеждни резултати от измерванията и лесна работа. TNT = Test 'N Tube (тест и епруветка)

Продуктите TNT от 16 mm могат да бъдат оценени само на версия DR900. Ако имате въпроси, се свържете с вашия екип по техническа поддръжка.

Спецификации

Бр. тестове: 50

Измерване, диапазон: 0,2 – 30,0 mg/L NO₃-N

Метод, име: Хромотропова киселина

Метод, номер: 10020

Обем / опаковка, размер: 50 /пак.

Параметър: Нитрат

Платформа: Test 'N Tube

Специални бележки: Продуктите TNT от 16 mm могат да бъдат оценени само на версия DR900. Ако имате въпроси, се свържете с вашия екип по техническа поддръжка.

Условия на съхранение: 10 – 25 °C