



Азот, TNT за амоняк, 0,4 – 50 mg/L NH₃-N

Продукт №:

2606945

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветен тест (Ø 16 mm), окомплектован с всички реактиви, оптимизиран за получаване на надеждни резултати от измерванията и лесна работа. TNT = Test 'N Tube 25-50 теста.

Продуктите TNT от 16 mm могат да бъдат оценени само на версия DR900. Ако имате въпроси, се свържете с вашия екип по техническа поддръжка.

Спецификации

Бр. тестове:	25 – 50
Измерване, диапазон:	0,4 – 50,0 mg/L NH ₃ -N
Метод, име:	Салицилат
Метод, номер:	10031
Параметър:	Амоняк
Платформа:	Test 'N Tube
Специални бележки:	Продуктите TNT от 16 mm могат да бъдат оценени само на версия DR900. Ако имате въпроси, се свържете с вашия екип по техническа поддръжка.
Условия на съхранение:	10 – 25 °C