



## TNT за нитрит, 0,002 – 0,500 mg/L NO<sub>2</sub>-N

Продукт №:

2608345

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветен тест (Ø 16 mm), окомплектован с всички реактиви, оптимизиран за получаване на надеждни резултати от измерванията и лесна работа. TNT = Test 'N Tube (тест и епруветка) За определяне на нитрит чрез диазотизация. 50 теста

Продуктите TNT от 16 mm могат да бъдат оценени само на версия DR900. Ако имате въпроси, се свържете с вашия екип по техническа поддръжка.

---

### Спецификации

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бр. тестове:         | 50                                                                                                                                        |
| Измерване, диапазон: | 0,003 – 0,500 mg/L NO <sub>2</sub> -N                                                                                                     |
| Метод, име:          | Диазотизация                                                                                                                              |
| Метод, номер:        | 10019                                                                                                                                     |
| Параметър:           | Нитрит                                                                                                                                    |
| Платформа:           | Test 'N Tube                                                                                                                              |
| Специални бележки:   | Продуктите TNT от 16 mm могат да бъдат оценени само на версия DR900. Ако имате въпроси, се свържете с вашия екип по техническа поддръжка. |