



Азот, общ, TNT, 0,5 – 25 mg/L N

Продукт №:

2672245

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Опасен



Кюветен тест (Ø 16 mm), окомплектован с всички реактиви, оптимизиран за получаване на надеждни резултати от измерванията и лесна работа. TNT = Test 'N Tube (тест и епруветка)

Продуктите TNT от 16 mm могат да бъдат оценени само на версия DR900. Ако имате въпроси, се свържете с вашия екип по техническа поддръжка.

Спецификации

Бр. тестове:	25 – 50
Измерване, диапазон:	0,5 – 25,0 mg/L N
Метод, име:	Разграждане с персулфат
Метод, номер:	10071
Параметър:	Азот, общ
Платформа:	Test 'N Tube
Специални бележки:	Комплектът се състои от 2 опаковки: 26717-45 и 26721-45 26717-45 = TN хидроксиден реактив (2714045), капсули с прахообразен персулфат (2671846) 26721-45 = TN киселинен реактив С (2672145), капсули с прахообразен бисулфитен реактив А (2671946), капсули с прахообразен индикаторен реактив В (2672046) Продуктите TNT от 16 mm могат да бъдат оценени само на версия DR900. Ако имате въпроси, се свържете с вашия екип по техническа поддръжка.
Условия на съхранение:	10 – 25 °C
Хидролиза, изисквана:	Да